

Antibiotic susceptibility test

محاضرة رقم (2)

Teh, C.H., Nazni, W.A., Nurulhusna, A.H., Norazah, A., Lee, H.L. (2017). Determination of antibacterial activity and minimum inhibitory concentration of larval extract of fly via resazurin-based turbidometric assay. *BMC Microbiol*, 16;17(1), 36.

Kolarević, S., Milovanović, D., Avdović, M., Oalđe, M., Kostić, J., Sunjog, K. and Vuković-Gačić, B. (2016). Optimisation of the microdilution method for detection of minimum inhibitory concentration values in selected bacteria. *Bot*, 40, 29-36.

الاختبارات الحساسية للمضادات الحيوية

تعد الاختبارات الحساسة للمضادات الحيوية هي من أهم الاختبارات الحيوية للتشخيص السليم والتي من خلال نتائجها تعين نوع المضاد الحيوي اللازم لعلاج المريض صاحب النموذج حيث لا يكفي فقط معرفة الإحياء المجهرية المسببة للمرض وذلك لتغيرات المختلفة في سلالات من نفسها نوع الإحياء المجهرية ، وتعتبر هذه التقنية مهمة جدا في تشخيص المضادات الحيوية المناسبة للمريض إذ ان استخدام المضادات الحيوية دون عمل هذا الاختبار يمكن ان يضر المريض حيث يمكن ان يؤدي المضاد الحيوي الخاطئ إلى انتقاء السلالات البكتيرية المرضية المقاومة للمضاد الحيوي أو قد يؤدي إلى نشوء حساسية لدى المريض للمضاد الحيوي.

اختبارات تحديد التركيز المثبط الأدنى (MIC)

طرق عمل اختبار MIC

عموما هناك طريقتان لتحديد التركيز المثبط الأدنى (MIC) وهما :-

- 1- طريقة الانشار حول الأقراص Disk diffusion method
- 2- طريقة التخافيف المتضاعفة المتسلسلة في المرق المغذي broth double dilution method

قبل البدء في العمل في أي منها يجب مراعاة ما يلي :-

1- التعقيم: لجميع المواد المستخدمة في العمل .

- 2- استخدام محلول (ماكفراند) Macfarland standard solution يحضر هذا محلول كما يلي :-

- إضافة 1.174 من باريوم الكلوريد من 100 مل من الماء المقطر المعقم للمحلول على محلول تركيزه 0.048 .
- مزج 0.01 من حامض الكبريتิก المركز H_2SO_4 حجمه لحجم محلول على محلول عياريته 0.36 .
- مزج 0.5 مل مع محلول A مع 0.99 من محلول B في أنابيب زجاجية lamb and

3- استخدام السلالات القياسية ATCC

وهي السلالات البكتيرية حساسة لجميع المضادات الحيوية ATCC وهي اختصاراً لكلمة American type culture collection وتستخدم كعزلات سيطرة ويكون لها جداول خاصة يحدد فيها التركيز المثبط الأولى لجميع المضادات الحيوية وتوجد لجميع الأجناس البكتيرية المختلفة وتحمل كل منها رقم محدد والمعروف لهذه الأجناس كما في الأمثلة التالية :

E.coli ATCC 25922

P. aeruginosa ATCC 27853

4- تحضير العالق البكتيري Preparation and standardization of bacteria inoculums

هناك عموما طريقتان لتحضير العالق البكتيري وهما :

- يتم تحضير هذا العلq 4 - 5 مستعمرات نقية بواسطه عروة اللوب إلى أنبوب اختبار حاوي على 5 مل من المرق المغذي وتحضر بدرجة 37 م° لمدة 3-5 ساعات لحين ظهر نمو على شكل عكورة او راسب او حلقة ثم تضبط كثافة المعلق البكتيري باستخدام محلول Macfarland standard solution القياسي الذي ورد تحضيره سابقًا بإضافة كمية من محلول الملحي الفسيولوجي المعقم او من البكتيريا إلى إن يضبط المقدار النهائي للعكرة لحد القيمة التي تقابل ما تم قرائته باستخدام الأنابيب القياسي .
- تحضير العالق البكتيري بأخذ ما مقداره ملأ عروة اللوب loop full ويحاطط على سطح مادة الأكار المغذي وثم تحضر بدرجة 37 م° لمدة 24 ساعة ثم يضاف إلى المزروع البكتيري 10 مل من المرق المغذي Nutrient broth ويخلط المعلق لمدة 30 ثانية باستخدام vortex (خلط).

5- قياس البكتيريا Bacteria standardization

ضبط اللقاح باستخدام محلول ثابت العكرة القياسي إذ نقارن عكرة الأنابيب الحاوية على اللقاح بعكرة أنابيب ثابت العكرة القياسي بإضافة كمية من البكتيريا أو كمية من محلول الفسلجة المعقم وضبط المقدار النهائي للعكرة لحد القيمة التي تقابل ما تم قرائته باستخدام الأنابيب القياسي .

- يعد استخدام طريقة الانتشار حول الأقراص لمعرفة حساسية العزلات البكتيرية تجاه المضادات الحيوية طريقة سهلة وسريعة واقتصادية ويتم الاختبار كما يلي :-

- 1- استخدام وسط أكار (Moller - Hinton agar) وحضر الوسط حسب تعليمات الشركة المصنعة وصب في الأطباق بواقع 20 مل لكل طبق وبعد التصلب تحضر الأطباق في الحاضنة بدرجة حرارة 37°C لمدة 24 ساعة لتأكد من خلو الأطباق من التلوث وللتخلص من الرطوبة الزائدة ثم تحفظ في الثلاجة لحين الاستعمال .
- 2- يتم تخفييف العالق البكتيري المحضر سابقًا بنسبة 1 : 100 (10 cfu/ml) باستخدام المحلول الملحي الفسيولوجي .
- 3- استخدام المسحة القطنية المعقمة Sterilized Cotton Swabs لنشر العالق البكتيري على سطح وسط أكار مولر هنتون بعد غمرها في أنبوبة المعلق البكتيري ثم نقلت إلى سطح الطبق ومررت عليه ثلاثة مرات مع تدوير الطبق بزاوية 60° درجة بعد كل تمريره للحصول على نمو متجانس ثم تركت الأطباق لمدة 5 دقائق .
- 4- تزرع أقراص المضادات الحيوية على سطح الوسط الزرعي باستخدام ملقط معقم مع الضغط الخفيف بجهة الملقط على سطح القرص لتنبيته ثم حضنت الأطباق مقلوبة في درجة حرارة 37°C في الحاضنة ولمدة 18 - 24 ساعة .
- 5- تم قياس مناطق التثبيت حول كل قرص بالمليمتر وبواسطة مسطرة مدرجة وقورنت بالمعدلات القياسية لأقطار مناطق التثبيت للمضادات الحيوية .
- 6- استخدمت العزلات البكتيرية القياسية (ATCC) كعزلات سيطرة لقياس فعالية أقراص المضادات الحيوية .

جدول المواصفات القياسية للمضادات الحيوية
كمثال بالنسبة لبكتيريا *Pseudomonas aeruginosa*

اسم المضاد	محتوى القرص بالميكروغرام	قطر التثبيت (ملم)	مقاومة (R) حساسية (S)
Amikacin	30	< 15	> 17
Atronam	30	< 17	> 23
Cefepime	30	< 15	> 21
Cefoperazone	30	< 17	> 23
Ceftazidime	30	< 15	> 21
Ciprofloxacin	5	< 19	> 22
Gentamicin	15	< 12	> 15
Jmipenem	10	< 17	> 22
Kanamycin	25	< 10	> 16
meropenem	10	< 15	> 20
Uetilmicin	30	< 17	> 19
Piperacillin	75	< 12	> 20
Ticarcillin	75	< 16	> 18
Tobramycin	10	< 14	> 22

• تحديد التركيز المثبط الأدنى بطريقة التخافيف المتضاعفة في المرق المغذى

Brothdouble Dilution Method

تحضير تخافيف مضاعفة من المضادات الحيوية في حجم نهائي مقداره 5 مل في وسط لمرق المغذى .

1. يتم حقن سلسلة من الأنابيب بقطرة من المعلق البكتيري النامي بشكل جيد والمخلف بنسبة (100:1) والسلسلة الأخرى من الأنابيب (*E.coli* ATCC 25922) والمخففة بالطريقة نفسها .
2. تحضن أنابيب الاختبار في الحاضنة بدرجة 35°C لمدة 6 - 8 ساعة.
3. بعد انتهاء فترة التحضير تم تحديد التركيز المثبط الأدنى على انه اقل تركيزا من المضاد الحيوي الذي يمنع ظهر النمو واضح.

فحص حساسية البكتيريا للمضادات الحيوية حسب طريقة Bauer - Kirby

الهدف :

ان يكون الطالب قادراً على إجراء فحص حساسية البكتيريا للمضادات الحيوية واحد القراءة وكتابة التقرير للطبيب .

المبدأ :

يعتمد على مدى قدرة المضاد الحيوي على قتل البكتيريا سواء بالتباطط والقتل وكلاهما يؤدي إلى موت البكتيريا وبالتالي نستطيع تصنيف البكتيريا لتأثيرها بالمضاد الحيوي سواء التحسسيه أم الوسطية أو المقاومة .

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة :
- وسط حساسية agar
- البكتيريا المراد فحصها
- أقراص مختلفة من المضادات الحيوية
- ماسحة قطنية Cotton Swap
- حاضنة
- نبوب يحتوي على 4 مل Trypticase soy broth
- ملقط
- مسطرة
- جدول Bauer - Kirby

المرورات	الخطوات	الرقم
لتنشيط النمو	انقل 5 مستعمرات من النمو النقي المراد فحصه إلى أنبوب يحوي 4 مل Trypticase soy broth	1.
لإنتاج معلق متوسط العكوره .	ضع الأنبوبي في الحاضنة تحت درجة 37 م° لمدة 2-5 ساعات .	2.
لمعايرة كثافة النمو المعني	قارن أنبوب النمو مع الأنبوبي المعياري لمحلول كبريتات الباريوم من حيث العكوره	3.
لضبط كثافة النمو	خف بالماء المعقم أو المحلول الملحي المعقم إذا كانت كثافة النمو أعلى من المحلول المعياري أو مدد فترة الحضانة إذا كانت أقل .	4.
ليحمل عدد من البكتيريا والخلص من الزائد .	اغمر المساحة القطنية cotton swab في أنبوب النمو ولفه على جدار الأنبوبي .	5.
لتوزيع النمو على كامل سطح الطبق بشكل مجاني	انشر ما علق على المساحة القطنية من نمو على سطح طبق الوسط sensitivity agar	6.
حتى يجف سطح الطبق ولتجنب تقاطع حلقات القتل ومنع تحرك الأقراص من مكانها .	انتظر لمدة 3 - 5 دقائق ثم ضع أقراص المضادات الحيوية على سطح الطبق بشكل منتظم مع ضغط خفيف عليها بواسطة الملقط المعقم .	7.
للسماح للبكتيريا بالنمو .	ضع الطبق في الحاضنة تحت درجة 37 م° لمدة 24 ساعة	8.
لمعرفة قطر حلقة القتل حول	في اليوم التاليخذ قياس قطر حلقات قتل البكتيريا	9.

قرص المضاد الحيوي	حول الأقراص بوساطة المسطرة .	
للحكم على إن المضاد قاتل أم متوسط القتل أم غير قاتل .	قارن أقطار حلقات القتل مع الجدول المعياري	10.
حتى يعلم الطبيب أنواع المضادات الحيوية المستخدمة في الفحص كاملة.	اكتب التقرير كما يلي : 1- البكتيريا المعزولة حساسة لـ : 2- مقاومة لـ : 3.1 .2 .3	11.

In **microbiology**, **McFarland standards** are used as a reference to adjust the **turbidity** of **bacterial suspensions** so that the number of bacteria will be within a given range to standardize microbial testing. An example of such testing is **antibiotic susceptibility** testing by measurement of **minimum inhibitory concentration** which is routinely used in medical microbiology and research. If a suspension used is too heavy or too dilute, an erroneous result (either falsely resistant or falsely susceptible) for any given antimicrobial agent could occur.


The standard can be compared visually to a suspension of bacteria in sterile saline or nutrient broth. If the bacterial suspension is too turbid, it can be diluted with more diluent. If the suspension is not turbid enough, more bacteria can be added.

McFarland nephelometer standards:^[citation needed]

McFarland Standard No.	0.5	1	2	3	4
1.0% barium chloride (ml)	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4
1.0% sulfuric acid (ml)	9.95	9.9	9.8	9.7	9.6
Approx. cell density (1X10 ⁸ CFU/mL)	1.5	3.0	6.0	9.0	12.0
Absorbance*	0.08 to 0.1	0.257	0.451	0.582	0.669

*at wavelength of 600 nm





McFarland standards. No. 0.5, 1 and 2



