



كلية : التربية الاساسية – حديثة

القسم او الفرع : العلوم العامة فرع الاحياء

المرحلة: الثانية

أستاذ المادة : لما دلي ابراهيم

اسم المادة باللغة العربية : احياء مجهرية / الجزء العملي

اسم المادة باللغة الإنكليزية : **Microbiology**

اسم المحاضرة السادسة باللغة العربية: اختبارات البايوكيمائية

اسم المحاضرة السادسة باللغة الإنكليزية: **Biochemical Test**

هناك على الأقل سببان لدراسة الخواص الكيموحيوية للبكتيريا. الأول، يمكن استخدام الخواص لإثبات التنوع الأيضي الاستثنائي للكائنات بدائية النواة.

السبب الثاني أن الخواص الكيموحيويةً للبكتيريا تمثل خواصا مظهرية اضافية phenotypic characteristics

يمكن فحصها بسهولة. وأن حقيقة أن خواص النوع الواحد تحدد وراثيا فإن هذا يجعل من الممكن استعمالها كمؤشرات مظهرية. تكمن الأهمية الطبية significance clinic

لبعض هذه الانزيمات في قابليتها على مهاجمة مواد التفاعل substrates في الأغشية الخلوية، الأنسجة، أو سوائل الجسم المضيف وعليه تتدخل في آليات دفاع المضيف أو

إتزانه homeostasis وفي حالات أخرى تكون الانزيمات مضادات جينية antigenic ويمكن فحص ذلك عن طريق التفاعلات المصلية reactions serological التي

تظهر الدليل على التعرض أو الإصابة بتلك البكتيريا التي تنتج الانزيمات

، وتعتبر الـ Biochemical tests من أهم الوسائل التي تفرق بين انواع البكتيريا بناء على (تفاعلاتها الكيموحيوية) أهم مميزاتها •نقل الوقت للتعرف عليها •قليلة التكلفة "نوعًا

ما" •تضمن دقة التعرف على نوع البكتيريا وتشمل تفاعلات الكاتاليز Catalase test والاوكسيديز oxidase test واليوريز urease test

## 1--اختبار الكاتاليز Catalase Test

وهو اختبار بايوكيميائي بكتريولوجي يستعمل للتفريق بين انواع البكتيريا كالتفريق بين مجموعة بكتيريا المكورات العنقودية Staphylococci الموجبة لاختبار الكاتاليز و مجموعة بكتيريا المكورات المسبحية Streptococci السالبة لاختبار الكاتاليز.

ان إنزيم الكتاليز تنتجه بعض الكائنات الحية الدقيقة حيث يقوم وهذا الإنزيم بتحويل بيروكسيد الهيدروجين  $H_2O_2$  إلى الأوكسجين والماء تاركاً وراءه فقاعات ناتجة من تحرر الاوكسجين ، كما أن هذا الإنزيم غير موجود في الأنواع الميكروبية اللاهوائية، وبما أن مركب (  $H_2O$  ) سام للخلايا فإن بعض الأنواع البكتيرية تمتاز بإنتاج إنزيم الكتاليز والذي يعمل على اختزال فوق أكسيد الهيدروجين إلى ماء وأكسجين طبقاً للمعادلة التالية:

ومن الجدير بالذكر ان مجموعة ال Staphylococcus هي الوحيدة التي تعتبر موجبة لاختبار الكتاليز

### طريقة العمل

- 1- توضع نقطة أو نقطتين من بيروكسيد الهيدروجين بتركيز 3 % على شريحة زجاجية .
  - 2- بواسطة العود الخشبي يؤخذ جزء من المستعمرة المراد اختبارها ووضعا على الشريحة.
  - 3- عند تكوين فقاعات غازية مباشرة فانه دليل على أن الاختبار إيجابي Catalase +ve ، وفي حالة عدم تصاعد فقاعات من غاز الأوكسجين تكون النتيجة سلبية لهذا الاختبار Catalase negative .
- كما يمكن وضع ٢ ملي من محلول بيروكسيد الهيدروجين في أنبوبة اختبار نظيفة ثم ينقل إليها جزء من المستعمرة البكتيرية المراد فحصها ، حيث يتم ملاحظة تكون غاز مباشرة .

### ملاحظات هامة عند اجراء هذا الاختبار :

- عدم استعمال اللولب المعدني ( Wire loop ) في نقل المستعمرة وذلك لتجنب النتيجة الكاذبة حيث يمكن الاستعاضة عنها بالعود الخشبي Wooden applicator .
- عدم التقاط جزء من وسط اكار الدم عند اخذ المستعمرة اثناء الفحص اذ تعطي نتيجة ايجابية للاختبار كون كريات الدم الحمراء تحتوي انزيم الكتاليز ايضا
-

## : اختبار الكاتاليز Catalase Test


قد تتكون أثناء عملية الأوكسدة الهوائية  
مادة الماء الأوكسجين hydrogen peroxide



وبما أن هذه المادة ذات تأثير سام على الخلايا فإن البكتيريا الهوائية تقوم بإفراز هذا الإنزيم والذي يعمل على اختزال الماء الأوكسجين إلى ماء مع تصاعد غاز الأوكسجين الحر.

بينما البكتيريا اللاهوائية لا تنتج ذلك الإنزيم مما يؤدي لتسممها وعدم نموها عندما تتعرض للهواء الجوي .

الاختبار يكون موجبا عند ظهور فقاعات غاز الأوكسجين فور إضافة الماء الأوكسجين على مستعمرة بكتيرية ومزجها بالمحلول المذكور مستخدما ساق زجاجية



## أولا : اختبار الأوكسيديز Oxidase test

هو احد الاختبارات البايوكيميائية لتشخيص البكتريا التي تمتلك انزيم Cytochrome C oxidase إذ ان بعضها تنتج هذا الانزيم وبعضها لا تنتج هذا الانزيم في السلسلة التنفسية لذلك يستعمل هذا الفحص للتفريق بين مجموعتين وهما Oxidase positive bacteria OX+ve التي تعطي نتيجة موجبة للاختبار عن بكتريا Oxidase negative bacteria OX-ve والتي تعطي نتيجة سالبة للاختبار واستعمل هذا الاختبار عام 1928 للتفريق بين بكتريا *Neisseria gonorrhoeae* (oxidase positive) ذات النتيجة الموجبة عن بكتريا *Streptococcus Staphylococcus* spp ذات النتيجة السالبة.

### آلية عمل اختبار الاوكسيديز

يجرى هذا الاختبار على ورق ترشيح مضاف اليه مادة كاشفة تسمى بـ **Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride** ويرمز لها (TMPD) او مادة **N,N-dimethyl-p-phenylenediamine** ويرمز لها (DMPD) حيث تتحول الى لون **بنفسجي** عند النتيجة الموجبة, وعند عدم تغير اللون فان النتيجة تعتبر سالبة وكما في الشكل رقم 1 ادناه


### طريقة العمل

- 1- ترطيب ورق الترشيح بقطرات من كاشف الاوكسيديز .
- 2- مباشرة يتم نقل حملة لوب من المزرعة البكتيرية النشطة وتوضع على ورق الترشيح حيث يوجد الكاشف.
- 3- نلاحظ تغير اللون خلال 3 دقائق اذ ان تغير لون الورقة الى اللون **البنفسجي** تعني ان النتيجة موجبة لفحص الاوكسيديز وبالعكس ذلك تكون النتيجة سالبة وكما في الشكل (1) .

### ملاحظات هامة :

- هناك اقراص من الورق جاهزة محملة بالكاشف TMPD فهذه الحالة يحتاج ترطيب القرص بالماء المقطر النقي والمعقم وبعدها يتم مزج العينة بواسطة اللوب مع القرص ونلاحظ تغير اللون, وكما في الشكل (2).
  - كما بإمكان اضافة قطرات من الكاشف على المستعمرات النامية على وسط Trypticase (TSA) soy agar ونلاحظ تغير لون المستعمرات الى اللون البنفسجي الداكن للبكتريا موجبة لفحص الأوكسيديز.
- ايضا يمكن اجراء الاختبار من خلال اضافة قطرات الكاشف الى العالق البكتيري في المزارع السائلة وملاحظة تغير اللون.


- يفضل استعمال عود الخشب Toothpick بدلا من اللوب السلكي لتجنب اي نتيجة سلبية .
- التأكد من صلاحية المواد المستعملة لتجنب اي نتيجة سلبية .



شكل رقم ( 1 ) اختبار الاوكسيديز على ورق الترشيح



اختبار الاوكسيديز على اقراص جاهزة مغمورة بكاشف DMPD



كما بإمكان تسهيل الاختبار من خلال ترطيب المسحة القطنية بالكاشف ومن ثم ملامسة سطح المستعمرة وبعدها ملاحظة النتيجة الموجبة كما في الشكل اعلاه.

**ثالثاً : اختبار اليوريز**

**Urease test**

هو احد الاختبارات البايوكيميائية يستخدم للكشف عن الانواع البكتيرية التي تنتج هذا الانزيم المسؤول عن التحلل المائي لليوريا Hydrolysis of Urea الى الامونيا وثاني اوكسيد الكربون .  
ومن اشهر الاجناس البكتيرية المنتجة لها الانزيم بكتيريا Proteus الشائعة الانتشار في اصابات القناة البولية للإنسان UTI حيث يمكن تفريقها عن بقية اجناس العائلة المعوية Enterobacteriaceae كال E.coli والسالمونيلا من خلال هذا الاختبار .

هذا الأنزيم ايضا تنتجه بكتريا Helicobacter pylori المسببة لقرحة المعدة بفعل هذا الانزيم.  
**تشخيص البكتيريا المنتجة لأنزيم اليوريا:**

- 1- يتم التشخيص من خلال زرع البكتيريا على وسط اكار اليوريا الحاوي على نسبة 2% من اليوريا بالإضافة الى كاشف Phenol red كدليل على افراز الانزيم .
- 2- بالنسبة لبكتريا Proteus يوجد وسط زرعى خاص يدعى Christensen's media ويتم الاختبار وفق الخطوات التالية

- تحضير الوسط حسب تعليمات الشركة المجهزة في انابيب اختبار حيث يصب بشكل اكار مائل.
- يتم تلقیح سطر الوسط بعينة البكتيريا وتحضن بدرجة حرارة 37 لمدة 18 – 24 ساعة مع مراقبة التغير اللوني خلال ال6 ساعات الاولى .
- النتيجة الموجبة تكون على شكل تغير لون الوسط من الاصفر الى اللون الوردي , عدم تغير لون الوسط تعني ان النتيجة سالبة و كما في النتيجة ادناه.

#### ملاحظات هامة:

بكتيريا proteus و Morganella morganii و Providencia stuartii تعطي نتيجة موجبة اسرع من غيرها من الاجناس خلال 6 ساعات من الحضانة بينما بقية اجناس العائلة المعوية مثل Klebsiella و Enterobacter تعطي نتيجة ايجابية متأخرة بعد 6 ساعات .



**المصادر/** الكتاب العلمي للاحياء المجهرية /ارمضن الحديثي\_ عمان : دار زهران للنشر، عامن، 2.